

BEUTEL-MASKEN-BEATMUNG

Bei der Reanimation · ohne erweiterten Atemweg

1 · Material vorbereiten

Beatmungsbeutel, passende Maske und Sauerstoff



3 · Maske platzieren

Maske über Nase und Mund aufsetzen



5 · Zweimal beatmen

Je Beatmung etwa 1 Sekunde · sichtbare Thoraxhebung



1

2 · Atemweg öffnen

Kopf überstrecken und Kinn anheben



3

4 · Dichtsitz herstellen

Zwei-Helfer-Technik bevorzugen



5

6 · Sofort weiterdrücken

30 Thoraxkompressionen · dann erneut 2 Beatmungen



WIRKSAMKEIT PRÜFEN

Hebt sich der Brustkorb nicht: Kopfposition, Atemweg und Maskensitz korrigieren.